

Richtig remittieren

Kennzeichnung und Verpackung Ihrer Remissionspakete

Das A und O sind die sichere Verpackung sowie die richtige Kennzeichnung Ihrer Remissionspakete. Denn nur Remissionen, die ordnungsgemäß verpackt sind, können richtig verarbeitet und pünktlich gutgeschrieben werden.

- **Jedes einzelne Paket muss fest verschnürt sein, damit nichts herausrutschen kann. Achtung: Das Gesamtgewicht von maximal 15 kg pro Paket nicht überschreiten!**
- **Jedes einzelne Ihrer Pakete muss mit je einem Vorbinder versehen sein. Der Vorbinder darf beim Transport nicht verloren gehen. Kleben Sie ihn ggf. fest.**
- **Sofern Sie Bananenkisten nutzen, ist 1 Vorbinder in die Kiste zu legen, und ein weitere auf dem Deckel fest zu befestigen.**

Beispiel Remissionspaket:



Ein gut gepacktes Remissionspaket



Ein schlecht gepacktes Remissionspaket

Vorbinder

Sie erhalten ein Blatt mit 2 Vorbindern. Bitte trennen Sie diese, damit die Menge für die Anzahl Ihrer Pakete ausreicht.

Sie erhalten Ihre Vorbinder immer freitags; ausreichend für eine ganze Woche.

Hinweis: Vorbinder dürfen **NICHT** kopiert werden!

Wenn wir Ihnen mehr oder weniger Vorbinder liefern sollen, melden Sie sich bei uns: 030 701 88-181 bis -185, kundendienst@pvb-berlin.de.

Pakete, die nicht korrekt gebunden, zu schwer oder ohne Vorbinder versehen sind, werden NICHT mitgenommen.

Muster GmbH Michaela Muster Musterstr. 1A 12345 Musterhausen	 PRESSE VERTRIEB BERLIN <small>PVB Presse Vertrieb GmbH & Co. KG Berlin Ulsterstraße 69 12109 Berlin</small>
Kd-Nr.: 00000 FF-Nr.: 000 000	
Remissions-Paketschein (Vorbinder) Bringen Sie den Vorbinder gut sichtbar und fest auf dem Paket an. Verpacken Sie Ihre Remission bitte transportsicher. Die Remi-Pakete dürfen nicht mehr als 15 kg wiegen.	
	
Muster GmbH Michaela Muster Musterstr. 1A 12345 Musterhausen	 PRESSE VERTRIEB BERLIN <small>PVB Presse Vertrieb GmbH & Co. KG Berlin Ulsterstraße 69 12109 Berlin</small>
Kd-Nr.: 00000 FF-Nr.: 000 000	
Remissions-Paketschein (Vorbinder) Bringen Sie den Vorbinder gut sichtbar und fest auf dem Paket an. Verpacken Sie Ihre Remission bitte transportsicher.	